

Link do produktu: <https://mdcarbon.pl/pasta-srednio-scierna-k2-q3-luster-polerska-250g-p-4956.html>



## Pasta średnio ścierna K2 Q3 LUSTER polerska 250g

Cena brutto	<b>32,50 zł</b>
Cena netto	<b>26,42 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>CH0193</b>
Kod producenta	<b>L3200</b>
Kod EAN	<b>5906534019769</b>
Producent	<b>K2</b>

### Opis produktu

#### LUSTER Q3 ZIELONY

Producent: **K2 (Polska)**

Typ: **Superszybka pasta polerska**

Opakowanie: **250g**

K2 LUSTER Q3 ZIELONY to **pasta do maszynowego polerowania lakieru. Usuwa rysy po papierze ściernym, myjniach automatycznych, zmatowienia, skórę pomarańczową, oksydację, hologramy, przebarwienia.**

**Doskonale nadaje się do polerowanie świeżo nałożonych lakierów oraz do renowacji starych, zniszczonych powłok.** Wytwarza mało ciepła podczas pracy, przez co **nie przegrzewa powierzchni.**

Daje **doskonałe efekty podczas stosowania w tzw. jednym kroku - tj. 1 cykl polerowania z 1 gąbką.** W większości przypadków nie są potrzebne żadne dodatkowe czynności. Przeznaczona do polerowania: lakierów samochodowych wszelkiego rodzaju, lakierów przemysłowych, reflektorów, celulozy, mebli, powierzchni syntetycznych, akryli i wielu innych.

#### SPOSÓB UŻYCIA:

**Pastę stosuje się z twardymi (np. K2 DURAFLEX L611, L641) lub średniotwardymi (np. K2 DURAFLEX L612, L642) gąbkami polerskimi.**

1. Przed przystąpieniem do polerowania powierzchnia powinna być czysta. Duże defekty można usunąć papierem ściernym.
2. Przed aplikacją wstrząsnąć opakowaniem.

---

3. Nałożyć pastę na gąbkę polerską. Rozprowadzić pastę na niskich obrotach (ok. 600 obr./min), a następnie zwiększyć je do ok. 1500 obr./min i polerować do uzyskania wysokiego połysku.

4. Po wypolerowaniu oczyścić powierzchnię przy pomocy mikrofibry.

5. W celu weryfikacji stanu lakieru można użyć zmywacza do lakieru K2 KLINET.

Nie dopuszczać do wysychania pasty na elementach plastikowych.